



## Instrucciones para Instalar el Programa Herbario Qpalm Pocket PC .

1. Conecte su Pocket PC a su computadora.
2. Si usted ya tiene en su computadora "Microsoft ActiveSync", usted vera una ventana con la indicación "Set Up a Partnership". Proceda al paso numero 4.
3. Si usted no tiene "Microsoft ActiveSync", la puede descargar en el sitio web, <http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync41.msp>
4. Si usted ve la ventana "Set Up a Partnership", por favor haga click en "Guest partnership".




Ahora ya esta listo para instalar el programa Qpalm PPC

5. Haga un "Unzip" al programa que descargo del link en el e-mail.
6. Click "setup.exe"  
Usted vera la ventana "Language Selection". Escoja Ingles o Español para continuar con la instalación.




(Este idioma es solo efectivo durante la instalación. Si usted desea la versión en Ingles o Español para el programa PPC, por favor contáctenos en [info@qpuncture.com](mailto:info@qpuncture.com).)


7. Por favor haga click en "Next".



8. Después de que acepte nuestro Contrato de Licencia, haga click "Acepto los términos en el Contrato de Licencia" "I accept the terms in the license agreement." y haga click en "Next".




9. Durante la instalación, el setup instalara el Programa Herbario Qpalm Pocket PC en su Pocket PC.  
El programa de instalación le preguntara instalar en el directorio. Usted tiene que escoger "Si" "Yes".  
De otra forma usted no podrá usar el programa Qpalm PPC.




Este paso demorara de un par de minutos.

**\* Si usted ya instalo otro programa PPC usando "Microsoft SQLCE 2.0", usted vera este mensaje:** "Microsoft SQLCE 2.0" ya ha sido instalado. Quiere proceder a reinstalarlo/actualizarlo?  
Acción: Haga click en "No".



**\* Si usted ya instalo otro programa PPC usando "Microsoft .NET Compact Framework", usted vera este mensaje:** Message : "Microsoft .NET Compact Framework" ya ha sido instalado. Quiere proceder a reinstalarlo/actualizarlo?  
Acción: Haga click en "No".




10. En este paso usted debe revisar su pocket pc para finalizar la instalación con éxito.


Por favor revise que su Pocket pc.

- Caso 1: Si hay un mensaje "Versión No soportada por el Sistema" "Unsupported System Version", Por favor oprima "Si" "Yes".

11. Ahora la instalación en su Pocket PC ha sido finalizada . Por favor haga click en "OK".



12. Toda la instalación ha finalizado. Haga click en "Terminar" "Finish".



13. Felicitaciones. La instalación en su Pocket PC ha sido finalizada. Puede tomar su Pocket PC y correr el programa Qpalm, ahora.  
Si usted tiene una versión de demostración la puede usar sin registración.  
Como sea usted solo podrá ver una porción de la versión de venta.

Si usted tiene la versión de venta, usted vera la ventana de registración. Por favor visite nuestra pagina <http://www.qpuncture.com/shop/ppcherbregistration.php> para obtener el numero de registración.